



P-TRAP

ENDOSCOPY



Kullanım Amacı

Toplanan poliplerin endoskopik atık sulardan ayrılmasını ve kesintisiz emişi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Polip numunelerinin görsel doğrulamasını hızlıca sağlayan şeffaf plastik yapıdadır. Çapraz enfeksiyonu önlemek için tek kullanımlıktır. Steril değildir.



05TD0803 P-TRAP

Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - İzmir / Turkey

+90 232 2908929 ✉ cservices@pergomed.com
🌐 www.pergomed.com