

BİYOPSİ VALFİ

ENDOSKOPİ



Modeller

REF	05TD0010	Biyopsi Valfi (Olympus-Fujinon Steril)
REF	05TD0054	Biyopsi Valfi (Olympus-Fujinon)

Özellikler:

- Tek kullanımlıktır.
- Patentli fonksiyonel tasarıma sahiptir.
- Olympus, Pentax, Fujinon marka cihazlar ile uyumludur.
- Çapraz bulaşma riskini önler.
- Sızdırma ve sıçratma sorunlarını minimize eder.
- Kesik kapağı sayesinde enstrümanın kolay girişini sağlar ve geri tepmeyi önler.
- Steril ve Steril olmayan opsiyonları bulunmaktadır.



Çok Kullanımlık Valf Kullanımında Kontaminasyon Riskleri;

Biyopsi valfleri tekrar kullanılmadan önce belli bir prosedüre göre dezenfekte edilmeye çalışılsa da tam bir dezenfektasyon sağlanması mümkün olmamaktadır. Çoklu kullanılan biyopsi valfleri, hastadan hastaya ve hastadan sağlık çalışanına enfeksiyon bulaşma riski oluşturmaktadır. VA Central Office ve diğer birçok sağlık merkezi tek kullanımlık valf kullanmaya başlamıştır.

- 2006 yılında NAMSA advisory services tarafından yürütülen bir bilimsel çalışmada ABD`de hizmet veren 3 farklı sağlık merkezinden, kullanıldıktan sonra yürürlükteki prosedüre göre dezenfekte edilip kullanıma hazır olduğu belirtilen 15 adet biyopsi valfi numunesi incelenmiştir. İnceleme sonucunda numunelerin %53,3 ünün kontamine olduğu görülmüştür.
- 2008 yılında VA Central Office tarafından sağlık merkezlerinden birinde çok kullanımlı valflerin üreticinin önerdiği gibi kapakları açık dezenfekte edilmediği için kontamine halde tekrar kullanıldığı gözlemlenmiştir ve tek kullanımlık valf kullanımına dönmüştür.

Çok Kullanımlık Valf ile Yaşanan Sorunlar	Tek Kullanımlık Valfler ile Sağlanacak Faydalar
* Sızdırma: İşlem sırasında dışarı hava ve/veya vücut sıvıları sızması * Düşük Görüntü kalitesi: Hava sızıntısı sonucunda görüntü kalitesinin düşmesi ve işlem süresinin uzaması * Sıçratma: Örnek alma işlemi tamamlanınca forsepsin geri çekildiği sırada yere veya sağlık personelinin üzerine vücut sıvıları sıçraması * Takip edilemezlik: Bir kez kullanıldıktan sonra prosedüre göre temizlenip tekrar kullanılan valfin toplamda kaç kez kullanıldığının pratik olarak takip edilememesi ve buna bağlı olarak valfin sızdırma yapıncaya kadar kullanılması	* Kontaminasyon riskinin minimize edilmesi Hem hasta hem Sağlık Personelleri İçin * İşlem performansının artması Hava kaçırmaları sebepli görüntü kalitesi sorunun azalması ve işlem süresinin kısalması * Bölüm verimliliğinin artması Personelin dezenfektasyon işlemi ve takibi için harcadığı zamanın azalması

Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - İzmir / Turkey

☎ +90 232 2908929 ✉ cservices@pergomed.com
🌐 www.pergomed.com