

CO₂ Hortum Seti

ENDOSKOPI



Kullanım Amacı

Endoskopların güvenli ilerlemesi ve mukozanın dikkatli bir şekilde gözlenebilmesi için GI lümeninde yeterli şişkinlik gereklidir.

CO₂, GI endoskopi sırasında üfleme konusunda oda havasına göre üstün bir alternatiftir.

CO₂ basıncı ve akış oranı insüflatör tarafından kontrol edilir ve gaz, hortum ile endoskoba bağlı bir su şişesinden geçirilir.

CO₂ hortum seti, CO₂ insüflatör ve su şişesi arasında bir bağlantı sağlar.



Ana özellikler

- Üniversal dizayn.
- Tek kullanımlık her su şişesiyle çalışır.
- Piyasadaki herhangi bir insüflatör ile etkili bir şekilde çalışır.
- Olympus, Fujinon ve Pentax endoskopları ile uyumludur.
- Kolay luer bağlantısına sahiptir.
- Hortum günün sonunda kullanım ömrünü doldurur.
- Ürün, insüflatöre suyun geri akışını önlemek için hidrofobik bir filtreye sahiptir.

Modeller

REF 05TD0165 Endoskopi CO₂ hortum seti

Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - İzmir / Turkey

☎ +90 232 2908929 ✉ cservices@pergomed.com
🌐 www.pergomed.com