

POSTPARTUM BALONU

JİNEKOLOJİ



Kullanım Amacı

Postpartum Balonu şişirilebilir bir balonla birleştirilmiş, uterus ve vajina kanamalarını tamponlama yoluyla kontrol eden tek kullanımlık, çift lümenli bir kateterdir.

Özellikler

- Hasta konforu için 100% Silikon malzeme.
- Armut şekilli balon ile uterus anatomisi ve şekline mükemmel uyum.
- Süper dayanıklı balon.
- Çıkartmak için cerrahi müdahale gerektirmez.
- Çift lümenli kateter balonun şişirilmesini ve kanama kontrolünü kolaylaştırır.
- Balonu hızlı şişirmek için iki enjektör.
- Çek valfli serum torbası delici.
- Kolay, güvenli ve hızlı şişirme için üç yollu musluk.
- 5000 ml'ye kadar serum alabilen silikon balonu muadillerinden daha üstündür.



Modeller

REF 05TD0206 Postpartum Balonu

Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - İzmir / Turkey

☎ +90 232 2908929 ✉ cservices@pergomed.com
🌐 www.pergomed.com