

PROB KILIFI

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN STERİL ÖRTÜLER



Kullanım Amacı

Steril Prob Kılıfı, ultrasonik görüntülemelerde kullanılan ultrason probunun kaplanması için kullanılır. Kılıf, probun transduser ve kablo kısmını kaplayacak şekilde cihazı örter, lastik bantlar ve yapışkanlı bantlar yardımıyla sabitlenir. Bu sayede hasta ile prob arasında steril bir bariyer oluşturulur.



Özellikler


- Hastane enfeksiyon oranlarını düşürür.
- Prosedürler sırasında ilave steril koruma sağlar.
- Farklı uzunluklarda mevcuttur. Prob Kafasından bağlantı yerine kadar komple koruma sağlar.
- Teleskopik katlama sayesinde kolay uygulama sağlar. Operasyon sırasında pahalı görüntüleme ekipmanlarına koruma sağlar.
- Patentli yapışkan modeli herhangi bir ultrasonik jele ihtiyaç duyulmadan kullanılır. Daha net ultrasonik görüntü almayı sağlar.
- Teleskopik katlama, herhangi bir insan eli değmeden robotik olarak yapılır. Bu sayede kontaminasyon riski yaratmaz.
- Lateks içermez.

Modeller

REF	05TD0083	Yapışkanlı Prob Kılıfı	18 x 80 cm
REF	05TD0423	Steril Prob Kılıfı	14 x 80 cm
REF	05TD0426	Steril Prob Kılıfı	14 x 120 cm
REF	05TD0429	Steril Prob Kılıfı	14 x 160 cm



Standart PU prob kılıfı ile ultrasonik görüntü.



Pergo yapışkanlı prob kılıfı ile ultrasonik görüntü.

Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - İzmir / Turkey

+90 232 2908929 cservices@pergomed.com
www.pergomed.com